

Anticorpo De Coelho Anti-Cd7 Humano Mab - P09564

Número do item: CM0009750

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD7 humano, validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar a coestimulação de células T e NK, a produção de citocinas e o perfil de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo de coelho anti-CD7 humano mAb
Observações/Apelido	GP40, TP41, Tp40, LEU-9
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	924
ID do gene	924
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-180 do CD7 humano (NP_006128.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P09564
Peso da proteína	25kDa
Envio	Bolsa de gelo