

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd7 Para Fc - P09564

Número do item: CM0011553

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com para detecção de CD7 humano (GP40, TP41) para citometria de fluxo. O CD7 é uma glicoproteína transmembrana coestimuladora expressa em células T e NK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD7 mAb
Observações/Apelido	GP40; TP41; Tp40; LEU-9
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	924
ID do Gene	924
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-180 do CD7 humano (NP_006128.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P09564
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco de gelo