

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd7 Para Fc - P09564

Número do item: CM0005222

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a , específico para CD7 humano. Validado para citometria de fluxo (FC). Reconhece um epítopo dentro dos aminoácidos 26-180. Ideal para imunofenotipagem de células T e células NK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD7 mAb
Observações/Alias	GP40; TP41; Tp40; LEU-9
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	924
ID do Gene	924
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-180 do CD7 humano (NP_006128.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P09564
Peso da Proteína	25kDa
Transporte	Bolsa de gelo