

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd7 Para Citometria De Fluxo - P09564

Número do item: CM0008669



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD7 humano para citometria de fluxo. Reconhece o antígeno de células T CD7 (GP40/LEU-9). Adequado para imunofenotipagem de células T e células NK. UniProt P09564.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD7
Observações/Alias	CD7; GP40; LEU-9; TP41; Tp40; molécula CD7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	924
ID do Gene	924
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P09564
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco de gelo