


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd70 Para Citometria De Fluxo - P32970

Número do item: CM0011933



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com (clone) contra CD70 humano (CD27L/TNFSF7), validado para citometria de fluxo. Imunogênio recombinante. Ideal para pesquisa sobre interação de células T e células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD70
Observações/Apelido	CD27L; LPFS3; CD27-L; CD27LG; TNFSF7; TNLG8A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	970
GeneID	970
Imunogênio	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 39-193 do CD70 humano (P32970)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P32970
Peso Proteico	21kDa/23kDa
Envio	Saco de gelo