


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd70 Para Citometria De Fluxo - P32970

Número do item: CM0011864



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano CD70 validado para citometria de fluxo. Reconhece CD70 (CD27L/TNFSF7), um ligante de ativação de células T, com reatividade humana. Ideal para pesquisas em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-humano CD70
Observações/Apelidos	CD27L; LPFS3; CD27-L; CD27LG; TNFSF7; TNLG8A
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	970
GeneID	970
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P32970
Peso da Proteína	21 kDa/23 kDa
Envio	Bolsa de gelo