


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd71 Para Citometria De Fluxo - P02786

Número do item: CM0009738



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD71 humano (receptor de transferrina 1) para citometria de fluxo. Reconhece CD71 humano, ~85kDa. Ideal para estudos sobre captação de ferro, tráfego de receptores e mecanismos de entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Humano CD71
Observações/Apelido	T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7037
ID do Gene	7037
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-250 do CD71 humano (NP_003225.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P02786
Peso Proteico	85kDa
Envio	Em saco de gelo