

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd72 Para Fc - P21854

Número do item: CM0012140

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD72 humano (Lyb-2), validado para citometria de fluxo. Este anticorpo rotulado diretamente elimina a necessidade de reagentes secundários, simplificando o design de painéis multicoloridos para análise de subconjuntos de linfócitos. Adequado para pesquisa de células B e imunofenotipagem.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD72 mAb
Observações/Apelido	CD72; CD72b; LYB2; molécula CD72
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	971
GeneID	971
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 117-359 do CD72 humano (NP_001773.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P21854
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco de gelo