

Anticorpo Monoclonal Coelhos Anti-Cd72 Humano Para Citometria De Fluxo - P21854

Número do item: CM0005243

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD72 humano (antígeno de diferenciação de células B), validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar sinalização do BCR, interações regulatórias de células B/T e desenvolvimento de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelhos Anti-CD72 Humano
Observações/Apelido	CD72; CD72b; LYB2; Molécula CD72
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	971
GeneID	971
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 117-359 do CD72 humano (NP_001773.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P21854
Peso Proteico	40kDa
Envio	Em saco de gelo