

Mab Coelho Anti-Humano Cd74 - P04233-2

Número do item: CM0009160

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD74 humano (cadeia invariante, li). Validado para citometria de fluxo, desenvolvido contra resíduos 73-232 comuns a múltiplas isoformas de CD74. Ideal para perfilamento imunológico e pesquisa em MHC de classe II.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb coelho anti-Humano CD74
Observações/Apelidos	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	972
GeneID	972
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 73-232 do CD74 humano (NP_004346.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04233-2
Peso Proteico	18kDa/24kDa/26kDa/31kDa/34kDa
Envio	Bolsa de gelo