

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd74 (Pe) Para Citometria De Fluxo - P04233-2

Número do item: CM0009756

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD74 humano, conjugado com PE, validado para citometria de fluxo. Reconhece a cadeia invariável do MHC de classe II, com múltiplos pesos de isoformas, de 18 a 34 kDa. Ideal para estudos de imunofenotipagem e apresentação de antígenos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-humano CD74 conjugado com PE
Observações/Alíás	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA
Espécie	Humana
GeneID (humano)	972
GeneID	972
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 73-232 do CD74 humano (NP_004346.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P04233-2
Peso da proteína	18 kDa/24 kDa/26 kDa/31 kDa/34 kDa
Envio	Bolsa de gelo