

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd75 Para Fc - P15907

Número do item: CM0008518



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com altamente específico direcionado ao CD75/ST6GAL1 humano. Validado para citometria de fluxo, ideal para imunofenotipagem de linfócitos e estudos de antígenos de superfície de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Humano CD75
Observações/Apelido	ST6N; CDw75; SIAT1; ST6GalI
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6480
GeneID	6480
Imunogênio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P15907
Peso Proteico	20kDa/47kDa
Remessa	Saco de gelo