

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd75 Humano Para Fc - P15907

Número do item: CM0008142



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , específico para CD75 humano (ST6GAL1), validado para citometria de fluxo. Permite a detecção do antígeno de superfície das células B CDw75 e da atividade da sialiltransferase em investigação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD75 humano
Observações/Alcunha	ST6N; CDw75; SIAT1; ST6GalII
Espécie	Humano
ID do gene	6480 (Humano)
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 44-406 do CD75 humano (NP_001340845.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P15907
Peso da proteína	20kDa/47kDa
Transporte	Bolsa de gelo