

Coelho Anti-Humano Cd79A Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P11912

Número do item: CM0010153



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o CD79a humano (MB-1, Ig-alfa). Validado para citometria de fluxo intracelular. Confiável para estudos de sinalização do receptor de células B e linhagem de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD79a mAb
Observações/Apelido	IGA; MB1; MB-1; IGAAlpha
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	973
ID do Gene	973
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P11912
Peso da Proteína	20kDa/25kDa
Envio	Saco de gelo