

Mab Coelho Anti-Humano Cd79B/Igβ Para Citometria De Fluxo - P40259

Número do item: CM0006105



introdução

Anticorpo monoclonal Coelho anti-Humano CD79B/Igβ para citometria de fluxo, direcionado ao CD79B em linfócitos B humanos. Essencial para o estudo de sinalização do receptor de células B, apresentação de antígenos e mecanismos de resposta imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD79B/Igβ
Observações/Alias	B29; IGB; AGM6; Igbeta
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	974
ID do Gene	974
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-159 de CD79b/Igβ humano (NP_000617.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P40259
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco de gelo