

Anticorpo Monoclonal Anti-CD79B/Igβ Humano De Coelho () Para Citometria De Fluxo - P40259

Número do item: CM0008437



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra CD79B/Igβ humano, conjugado a para citometria de fluxo. Detecta especificamente o domínio extracelular de CD79B, um componente chave do complexo do receptor de antígeno de células B. Validado em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Anti-CD79B/Igβ Humano de Coelho
Observações/Alias	B29; IGB; AGM6; Igbeta
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	974
GeneID	974
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-159 de CD79b/Igβ humano (NP_000617.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P40259
Peso Proteico	26kDa
Envio	Bolsa de gelo