

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd79B/Igβ Para If/Fc - P40259

Número do item: CM0011231



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com específico para CD79b (Igβ) humano, uma subunidade do complexo do receptor de antígeno de células B. Validado para imunofluorescência (IF/ICC) e citometria de fluxo (FC). Ideal para pesquisa de células B e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD79b/Igβ mAb
Observações/Apelido	CD79B; AGM6; B29; IGB; molécula CD79b
Espécie	Humano
ID do Gene (humano)	974
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-159 do CD79b/Igβ humano (NP_000617.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P40259
Peso Proteico	14kDa/26kDa
Envio	Saco de gelo