

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd79B/Igβ Para If/Icc, Fc - P40259

Número do item: CM0010772



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a direcionado ao CD79b/Igβ humano (B29, AGM6). Validado para IF/ICC e FC. O CD79b é uma proteína do complexo do receptor de antígeno de células B crucial para a sinalização do BCR e desenvolvimento de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano CD79b/Igβ
Observações/Apelido	CD79B; AGM6; B29; IGB; Molécula CD79b
Espécie	Humano
GeneID	974
Imunogénio	Proteína recombinante de CD79b/Igβ humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P40259
Peso Proteico	14kDa/26kDa
Envio	Em saco de gelo