

Coelho Anti-Humano Cd79B/Igβ Anticorpo Monoclonal Para If/Icc, Fc - P40259

Número do item: CM0010497



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o CD79b/Igβ humano, validado para imunofluorescência e citometria de fluxo. Detecta especificamente a cadeia beta do complexo do receptor de células B, adequado para estudos de sinalização de células B e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD79b/Igβ mAb
Observações/Apelido	CD79B; AGM6; B29; IGB; molécula CD79b
Espécie	Humano
ID do Gene	974
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-159 do CD79b/Igβ humano (NP_000617.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P40259
Peso da Proteína	14kDa/26kDa
Envio	Saco de gelo