

Mab Coelho Anti-Humano Cd80/B7-1 Conjugado A Para Citometria De Fluxo - P33681

Número do item: CM0007840



introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-humano CD80/B7-1, conjugado a , para citometria de fluxo. Tem como alvo o antígeno de ativação de linfócitos T CD80, uma molécula coestimulatória essencial na sinalização de células imunológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Human CD80/B7-1 mAb
Observações/Apelidos	CD80; B7; B7-1; B7.1; BB1; CD28LG; CD28LG1; LAB7; molécula CD80
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	941
ID do Gene	941
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-242 da proteína humana CD80/B7-1 (NP_005182.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P33681
Peso da Proteína	18kDa/29kDa/33kDa
Envio	Bolsa de gelo