

Coelho Anti-Humano Cd80/B7-1 Mab - P33681

Número do item: CM0004263



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD80/B7-1 humano (clone) para citometria de fluxo. Específico para CD80 humano (SWISS: P33681), uma molécula de coestimulação chave na ativação de células T e regulação imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD80/B7-1 mAb
Observações/Apelido	B7; BB1; B7-1; B7.1; LAB7; CD28LG; CD28LG1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	941
GeneID	941
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-242 do CD80/B7-1 humano (NP_005182.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P33681
Peso da Proteína	18kDa/29kDa/33kDa
Envio	Saco com gelo