

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd80/B7-1 Para Fc - P33681

Número do item: CM0010736



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a contra CD80 humano (B7-1) validado para citometria de fluxo. Direciona-se à molécula coestimulatória de células T CD80 expressa em células apresentadoras de antígeno, permitindo pesquisas de ativação imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Humano CD80/B7-1
Observações/Apelido	B7; BB1; B7-1; B7.1; LAB7; CD28LG; CD28LG1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	941
GeneID	941
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-242 do CD80/B7-1 humano (NP_005182.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P33681
Peso Proteico	18kDa/29kDa/33kDa
Envio	Em saco de gelo