

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd80/B7-1 Humano Para Citometria De Fluxo - P33681

Número do item: CM0006032



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado contra CD80 humano (B7-1), validado para citometria de fluxo. Detecta uma molécula coestimuladora essencial nas células apresentadoras de antígeno; Swiss-Prot: P33681.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD80/B7-1 humano
Observações/alias	CD80; B7; B7-1; B7.1; BB1; CD28LG; CD28LG1; LAB7; molécula CD80
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	941
GeneID	941
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P33681
Peso da proteína	18 kDa/29 kDa/33 kDa
Envio	Bolsa de gelo