

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd80/B7-1 Para Citometria De Fluxo - P33681

Número do item: CM0005348



introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-humano CD80/B7-1 de alta qualidade para citometria de fluxo. Tem como alvo o domínio extracelular, reativo com humano. Ideal para pesquisa de ativação de células T, checkpoint imunológico e entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano CD80/B7-1
Observações/Apelido	B7; BB1; B7-1; B7.1; LAB7; CD28LG; CD28LG1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	941
GeneID	941
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-242 do CD80/B7-1 humano (NP_005182.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P33681
Peso Molecular da Proteína	18kDa/29kDa/33kDa
Transporte	Saco de Gelo