


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd81 Para Fc - P60033

Número do item: CM0009627



introdução

Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Humano CD81 para Citometria de Fluxo. Alvo o CD81 humano, uma tetraspanina envolvida na sinalização imune e na entrada viral. Adequado para estudos de FC em células B humanas, células T e hepatócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD81
Observações/Alias	S5.7; CVID6; TAPA1; TSPAN28
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	975
GeneID	975
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 114-199 do CD81 humano (NP_004347.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P60033
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco de gelo