

Coelho Anti-Humano Cd82 Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo - P27701

Número do item: CM0008373



introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-humano CD82 conjugado com validado para citometria de fluxo. Tem como alvo o supressor de metástase KAI1 (TSPAN27), envolvido na adesão celular, sinalização e modulação imune. Ideal para pesquisas em oncologia e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD82 mAb
Observações/Apelido	R2, 4F9, C33, IA4, ST6, GR15, KAI1, SAR2, TSPAN27
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3732
GeneID	3732
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-267 do CD82 humano (NP_002222.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P27701
Peso da Proteína	27kDa/30kDa
Envio	Saco de gelo