


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd84 Para Fc - Q9Uib8

Número do item: CM0005757



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o CD84 humano (SLAMF5), validado para citometria de fluxo. Imunogênio recombinante (aa 22-225) detecta o CD84 humano; adequado para estudos de células imunes, incluindo análise de células NK, células T, células B e células dendríticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-Humano CD84
Observações/Apelido	CD84; LY9B; SLAMF5; hCD84; mCD84; molécula CD84
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8832
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-225 do CD84 humano (NP_001171808.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UIB8
Peso da Proteína	24kDa/26kDa/30kDa/31kDa/36kDa/38kDa
Envio	Saco de gelo