


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd84 Para Fc - Q9Uib8

Número do item: CM0004257



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD84 humano (SLAMF5). Validado para aplicações de citometria de fluxo (FC) em amostras humanas. Ideal para perfilamento de células imunes e estudos da função do CD84.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano CD84
Observações/Apelido	CD84; LY9B; SLAMF5; hCD84; mCD84; Molécula CD84
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8832
GeneID	8832
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-225 do CD84 humano (NP_001171808.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UIB8
Peso Proteico	24kDa/26kDa/30kDa/31kDa/36kDa/38kDa
Envio	Em saco de gelo