


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd84 Para If/Icc E Fc - Q9Uib8

Número do item: CM0011319



introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-humano CD84 conjugado com para IF/ICC e FC. Detecta o CD84 humano (SLAMF5), um receptor da família SLAM, em células hematopoiéticas. Ideal para identificação de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Human CD84 mAb
Observações/Alias	CD84; LY9B; SLAMF5; hCD84; mCD84; molécula CD84
Espécie	Humano
ID do Gene	8832
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-225 do CD84 humano (NP_001171808.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UIB8
Peso Proteico	24kDa/26kDa/30kDa/31kDa/36kDa/38kDa
Envio	Bolsa de gelo