

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd85D/E/I/J Para Citometria De Fluxo - Q8N423 / Q8N6C8 / O75019 / Q8NHL6

Número do item: CM0010669



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra CD85d humano (LILRB2) e com reatividade cruzada com CD85e/i/j. Validado para citometria de fluxo, este anticorpo é ideal para pesquisas sobre tolerância imunológica e receptores do MHC de classe I.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-Humano CD85d/e/i/j
Observações/Alíase	ILT4, LIR2, CD85D, ILT-4, LIR-2, MIR10, MIR-10
Espécie	Humana
GeneID	10288/11026/11024/10859
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-461 do CD85d humano (NP_001074447.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	Citometria de Fluxo
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q8N423/Q8N6C8/O75019/Q8NHL6
Peso da Proteína	65 kDa
Envio	Bolsa de gelo