

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd85D/Ilt4 Humano Para Fc - Q8N423

Número do item: CM0009000



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra CD85d/ILT4 humano e validado para citometria de fluxo. Reconhece um amplo espectro de antígenos MHC de classe I. Ideal para estudos de tolerância imunológica, interface materno-fetal e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD85d/ILT4 humano
Observações/Apelidos	ILT4; LIR2; CD85D; ILT-4; LIR-2; MIR10; MIR-10
Espécie	Humana
GeneID (humano)	10288
GeneID	10288
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-461 de CD85d humano (NP_001074447.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q8N423
Peso da proteína	65 kDa
Envio	Bolsa de gelo