

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd85D/Ilt4 Para Fc - Q8N423

Número do item: CM0004544



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano CD85d/ILT4 conjugado com para citometria de fluxo. Reconhece LILRB2 humano, um receptor para antígenos de MHC classe I envolvido na tolerância imunológica. Validado para FC, reage de forma cruzada com humano. 65kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano CD85d/ILT4
Observações/Apêndice	ILT4; LIR2; CD85D; ILT-4; LIR-2; MIR10; MIR-10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10288
GeneID	10288
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8N423
Peso Proteico	65kDa
Envio	Saco de gelo