

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd85I/J Humano Para Citometria De Fluxo - O75019 / Q8Nhl6

Número do item: CM0010127

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade conjugado com contra CD85i/j humano (LILRA1/LILRB1), validado para citometria de fluxo. Tem como alvo receptores imunitários expressos em monócitos e células B, sendo ideal para imunofenotipagem e investigação diagnóstica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD85i/j humano
Observações/Apelidos	LIR6; CD85I; LIR-6; CD85J; ILT-2; ILT2; LIR-1; LIR1; MIR-7; MIR7; PIR-B; PIRB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11024/10859
GeneID	11024/10859
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-461 do CD85i humano (NP_006854.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	O75019/Q8NHL6
Peso da proteína	53 kDa
Transporte	Bolsa de gelo