

## Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd85i/J Conjugado Para Citometria De Fluxo - O75019/Q8Nhl6

Número do item: CM0012700

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD85i/j humano (LILRA1/LILRB1). Validado para citometria de fluxo, reconhecendo antígenos humanos nativos. Ideal para perfilamento de células imunes e estudos de receptores.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano CD85i/j                               |
| Observações/Apelido | LIR6; CD85i; LIR-6; CD85j; ILT-2; ILT2; LIR-1; LIR1; MIR-7; MIR7; PIR-B; PIRB |
| Espécie             | Humano                                                                        |
| ID do Gene (Humano) | 11024/10859                                                                   |
| ID do Gene          | 11024/10859                                                                   |
| Imunogênio          | Proteína recombinante                                                         |
| Fonte               | Coelho                                                                        |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                        |
| Aplicação           | CF                                                                            |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                        |
| SWISS               | O75019/Q8NHL6                                                                 |
| Peso da Proteína    | 53kDa                                                                         |
| Envio               | Saco de gelo                                                                  |