


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd85j/Ilt2 Para Fc - Q8Nhl6

Número do item: CM0009508



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD85j/ILT2 conjugado com para citometria de fluxo. Tem como alvo o LILRB1 humano, um receptor inibitório de MHC de classe I expresso em células imunes, permitindo estudos de regulação imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD85j/ILT2 mAb
Observações/Apelido	ILT2, LIR1, MIR7, PIRB, CD85J, ILT-2, LIR-1, MIR-7, PIR-B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10859
GeneID	10859
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-458 do CD85j/ILT2 humano (NP_006660.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8NHL6
Peso Proteico	49kDa/70kDa/71kDa
Envio	Saco de gelo