


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd85j/Ilt2 Humano Para Fc - Q8Nhl6

Número do item: CM0006070



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , específico para CD85j/ILT2 humano (LILRB1). Desenvolvido para citometria de fluxo, tem como alvo o receptor inibitório que reconhece antígenos HLA de classe I. Útil para a análise de subpopulações de células imunes e ensaios funcionais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-CD85j/ILT2 Humano
Observações/Alias	ILT2; LIR1; MIR7; PIRB; CD85j; ILT-2; LIR-1; MIR-7; PIR-B
Espécie	Humano
ID do Gene	10859
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-458 do CD85j/ILT2 humano (NP_006660.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8NHL6
Peso da Proteína	49kDa/70kDa/71kDa
Envio	Bolsa de gelo