


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd85j/Ilt2 Para Citometria De Fluxo - Q8Nhl6

Número do item: CM0012115



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD85j/ILT2 (LILRB1) humano, conjugado a para citometria de fluxo. Indicado para o estudo de sinalização de pontos de controle imunológico, regulação de células NK, células T e células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD85j/ILT2
Observações/Apelidos	ILT2; LIR1; MIR7; PIRB; CD85j; ILT-2; LIR-1; MIR-7; PIR-B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10859
GeneID	10859
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-458 do CD85j/ILT2 humano (NP_006660.4).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8NHL6
Peso Proteico	49kDa/70kDa/71kDa
Transporte	Bolsa de gelo