


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd87/Plaur Para Fc - Q03405

Número do item: CM0004374



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD87/PLAUR humano, validado para citometria de fluxo. Tem como alvo o receptor do uroquinase, envolvido na migração celular e remodelação tecidual.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD87/PLAUR
Observações/Alíase	PLAUR; CD87; U-PAR; UPAR; URKR; receptor do ativador do plasminogênio tipo uroquinase
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5329
GeneID	5329
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-303 do CD87/PLAUR humano (NP_002650.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q03405
Peso da Proteína	31kDa/32kDa/36kDa
Envio	Bolsa de gelo