


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd87/Plaur Humano Para Citometria De Fluxo - Q03405

Número do item: CM0011225



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado ao CD87/PLAUR humano (uPAR), validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar a migração celular, a adesão e o remodelamento da MEC mediados pelo receptor de uroquinase em pesquisas sobre câncer e homeostase tecidual.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-CD87/PLAUR Humano
Observações/Apelidos	PLAUR; CD87; U-PAR; UPAR; URKR; ativador do plasminogênio, receptor de uroquinase
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	5329
ID do Gene	5329
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-303 do CD87/PLAUR humano (NP_002650.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q03405
Peso da Proteína	31 kDa/32 kDa/36 kDa
Envio	Bolsa de gelo