


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd87/Plaur Para Citometria De Fluxo - Q03405

Número do item: CM0005244



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o CD87/PLAUR humano (receptor do ativador do plasminogênio uroquinase), validado para citometria de fluxo. Permite o estudo do uPAR de superfície celular em proteólise, adesão e migração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD87/PLAUR mAb
Observações/Apelido	PLAUR; CD87; U-PAR; UPAR; URKR; ativador de plasminogênio, receptor de uroquinase
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5329
GeneID	5329
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-303 do CD87/PLAUR humano (NP_002650.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q03405
Peso da Proteína	31kDa/32kDa/36kDa
Envio	Saco de gelo