


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd89 Para Fc - P24071

Número do item: CM0012692



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD89 humano (FcalphaR). Imunogeno recombinante, validado para citometria de fluxo (FC). Reage cruzadamente com humanos. Ideal para pesquisa em IVD e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD89
Observações/Alias	CD89; FcalphaR; FcalphaRI; CTB-61M7.2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2204
GeneID	2204
Imunogeno	Proteína recombinante de CD89 humano.
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P24071
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Bolsa de gelo