


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd89 Para Fc - P24071

Número do item: CM0012544



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD89 humano (FcalphaRI) para citometria de fluxo. Validado para amostras humanas. Acesso UniProt: P24071. Adequado para pesquisa de células mieloides e receptores imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD89
Observações/Apelido	CD89; FcalphaR; FcalphaRI; CTB-61M7.2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2204
ID do Gene	2204
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-227 do CD89 humano (NP_001991.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P24071
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Bolsa de gelo