


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd89 Para Fc - P24071

Número do item: CM0004381



introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-humano CD89 conjugado com para detecção por citometria de fluxo do receptor Fc de IgA (FCAR) em células imunes humanas. Alta especificidade, imunogênio recombinante.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD89 mAb
Observações/Apelido	CD89; FcalphaR; FcalphaRI; CTB-61M7.2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2204
ID do Gene	2204
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-227 do CD89 humano (NP_001991.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P24071
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Saco de gelo