

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd8B Para Fc - P10966

Número do item: CM0011931



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a CD8b humano, validado para citometria de fluxo. Adequado para imunofenotipagem de linfócitos T e ensaios funcionais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Human CD8b mAb
Observações/Alias	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	926
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-170 de CD8b humano (NP_004922.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P10966
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Bolsa de gelo