

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd8B Humano Para Citometria De Fluxo - P10966

Número do item: CM0006081

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado contra CD8b humano, validado para citometria de fluxo. O CD8b é um correceptor de células T envolvido no reconhecimento do MHC de classe I e na ativação de células T citotóxicas. Ideal para imunofenotipagem.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-CD8b Humano
Observações/Apelidos	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	926
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-170 do CD8b humano (NP_004922.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P10966
Peso da Proteína	24 kDa
Envio	Bolsa de gelo