


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd9 Para Fc - P21926

Número do item: CM0006236



introdução

Anticorpo monoclonal Coelho anti-Humano CD9 validado para citometria de fluxo, direcionado à tetraspanina CD9 de 25 kDa (P21926). Ideal para estudos de células imunológicas e exossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD9
Observações/Apelidos	MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29
Espécie	Humano
ID do Gene	928
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-228 do CD9 humano (NP_001760.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P21926
Peso da Proteína	25kDa
Transporte	Saco de gelo