


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd9 () Para Citometria De Fluxo - P21926

Número do item: CM0012670



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD9 humano, validado para citometria de fluxo. Tem como alvo a tetraspanina CD9 (TSPAN29) envolvida na adesão celular, fusão espermatozoide-óvulo, ativação plaquetária e metástase tumoral. Exclusivamente para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD9 mAb
Observações/Apelido	MIC3, MRP-1, BTCC-1, DRAP-27, TSPAN29, TSPAN-29
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	928
ID do Gene	928
Imunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 1-228 do CD9 humano (NP_001760.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P21926
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco com gelo