


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd9 Humano Para Citometria De Fluxo - P21926

Número do item: CM0010455



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD9 humano (TSPAN29), validado para citometria de fluxo. Adequado para pesquisas sobre adesão celular, ativação plaquetária e metástase tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-CD9 Humano
Observações/Alias	MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	928
ID do Gene	928
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-228 do CD9 humano (NP_001760.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P21926
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Bolsa de gelo