

Mab Coelho Anti-Humano Cd90/Thy1 Para Fc - P04216

Número do item: CM0004204

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a CD90/Thy1 humano (glicoproteína de membrana Thy-1). Validado para citometria de fluxo. Útil para pesquisas em neurociência e imunologia que requerem a detecção desse antígeno de superfície celular ancorado em GPI.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD90/Thy1
Observações/Apelido	CD90; CDw90
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7070
GeneID	7070
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-130 de CD90/Thy1 humano (NP_006279.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04216
Peso Proteico	18kDa
Envio	Bolsa de gelo