

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd90/Thy1 Para Citometria De Fluxo - P04216

Número do item: CM0009636

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD90/Thy1 humano (Swiss-Prot P04216), validado para citometria de fluxo. Adequado para estudos de glicoproteína da membrana celular envolvida na sinaptogênese e interações celulares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD90/Thy1
Observações/Apelido	CD90, CDw90
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7070
GeneID	7070
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-130 do CD90/Thy1 humano (NP_006279.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04216
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Bolsa de gelo